


# Attends® Cover-Dri











Attends Cover-Dri onderleggers zijn speciaal ontworpen om oppervlaktes, zoals bed of stoel, tegen eventuele lekkage bij incontinentie te beschermen. Cover-Dri kan voor een korte of langere periode worden gebruikt.



- 1** Discreet gekleurde non-slip en waterdichte anti-slip onderkant. Hierdoor blijft de onderlegger vlak op zijn plaats liggen.
- 2** Attends Cover-Dri hebben een uniek patroon met absorberende "kussentjes" gevuld met Superabsorberende korrels. Het vocht zal zich snel en efficiënt verspreiden vanwege de tussenliggende kanaaltjes en veilig worden opgenomen waardoor de onderleggers droger en uiterst comfortabel zijn.
- 3** Een omliggende anti-lek zone zodat het risico op doorlekken sterk vermindert.
- 4** Een kern met Superabsorberende korrels voor een verbeterde bescherming tegen lekkage zorgt tevens voor het behoud van een droge huid en gaat het ontstaan van nare geurtjes tegen.
- 5** Attends Cover-Dri 80x170 heeft speciale instopstroken voor onder het matras zodat de onderlegger stevig gefixeerd ligt.

Wilt u meer informatie? Bezoek: [www.attends.nl](http://www.attends.nl) of [attends.be](http://attends.be)

## Attends Cover-Dri

	Verpakkingsinhoud Doosinhoud	EAN 7332152 Zak / Doos	Materiaal buitenlaag	Materiaal absorptiekern	Materiaal bovenlaag	Instopstroken	Natuurlijke Geurbescherming
Attends Cover-Dri Plus 40x60cm 	50 6	203903 203910	Polyethyleen laag	Vezels met Superabsorberende korrels	Non-woven	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 60x60cm 	50 4	203927 203934	Polyethyleen laag	Vezels met Superabsorberende korrels	Non-woven	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 60x90cm 	50 4	203965 203972	Polyethyleen laag	Vezels met Superabsorberende korrels	Non-woven	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 80x170cm 	30 4	204023 204030	Polyethyleen laag	Vezels met Superabsorberende korrels	Non-woven	✓	✓
Attends Cover-Dri Plus 80x170cm 	7 4	205501 205518	Polyethyleen laag	Vezels met Superabsorberende korrels	Non-woven	✓	✓
Attends Cover-Dri Super 60x60cm 	50 4	203941 203958	Polyethyleen laag	Vezels met Superabsorberende korrels	Non-woven	X	✓
Attends Cover-Dri Super 60x90cm 	50 4	203989 203996	Polyethyleen laag	Vezels met Superabsorberende korrels	Non-woven	X	✓
Attends Cover-Dri Super 60x90cm 	12 6	205600 205617	Polyethyleen laag	Vezels met Superabsorberende korrels	Non-woven	X	✓



### Natuurlijke Geurbescherming

De absorptiekorrels in de kern zetten vocht om in een gel-achtige massa. Dit heeft een neutraliserende werking, zodat de kans op onaangename geurtjes vermindert.



Attends Cover-Dri onderleggers zijn getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: [www.attends.nl](http://www.attends.nl) of [attends.be](http://attends.be)