




SOFT

Attends Soft zijn discrete, absorberende inleggers voor de gevoelige huid. De inleggers kunnen gedragen worden in normaal ondergoed en zijn ontworpen voor zeer lichte tot zware urine incontinentie.




Beschikbare absorptieniveaus:



Anatomisch gevormde kern zorgt voor een comfortabele pasvorm, een goede aansluiting op het lichaam en vermindert het risico op doorlekken.

Zachte elastische randjes zorgen voor een natuurlijke komvorm, voor een verbeterde pasvorm en bescherming tegen doorlekken (Soft 2 - 7).

Fixatiestrook voor eenvoudige en discrete bevestiging in eigen, goed aansluitend ondergoed.



Super zachte, onbedrukte toplaag voor de gevoelige huid.

Absorberende kern met aquisitielaag vermindert het risico op doorlekken en houdt de huid droog.

Ademende, witte buitenlaag zorgt voor comfort, discretie en behoud van een gezonde huid.



Quick-Dry voor snelle absorptie, waardoor de huid droog blijft



Actieve Zone daar waar de meeste absorptie nodig is (Soft 2 - 7)



Geurbescherming helpt onaangename geurtjes te voorkomen



Super Zachte Toplaag zacht voor de huid



100% Ademend voor rondom Air Comfort



Huidverdraagzaamheid dermatologisch goedgekeurd door proderm, Instituut voor Toegepast Dermatologisch Onderzoek

 Attends SOFT		Lengte in cm	Aantal stuks Zak Doos	Artikel Nr. (7332152) Zak Doos	 Per stuk verpakt
Absorptie	Naam				
0 	Micro	17.5	28 8 x 28	205266 205273	-
	Ultra Mini	20.5	28 8 x 28	205068 205075	-
1 	Mini	21.5	20 12 x 20	204542 205327	✓
	Mini Long	27.5	16 12 x 16	204566 204863	✓
2 	Normal	26.5	12 8 x 12	207239 207246	✓
	Normal	26.5	30 6 x 30	208236 208243	-
3 	Extra	32.5	10 8 x 10	207253 207260	✓
	Extra	32.5	30 6 x 30	208250 208267	-
	Extra Plus	36.5	10 12 x 10	204665 205112	✓
	Extra Plus	36.5	30 3 x 30	212707 212714	-
4 	Maxi	38.5	10 12 x 10	212660 212677	-
	Super	38.5	46 3 x 46	204740 207673	-
5 		47.5	38 4 x 38	204764 204771	-
6 		47.5	38 4 x 38	204788 204795	-
7 		47.5	34 4 x 34	204801 204818	-

Materiaal absorberende kern
Dual Core / Dubbele
kerntechnologie van fluff en
super absorberende korrels
met absorptielaag

Materiaal buitenlaag
Laminaat van polypropyleen
non-woven en ademende film

Materiaal bovenlaag
Non-woven

Latex vrij