


# Attends® Flex



Attends - de oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Attends Flex is een slip met heupband voor een eenvoudige en goede fixatie en geschikt voor zware urine- en ontlastingsincontinentie



- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1</b> Een witte, luchtdoorlatende buitenlaag biedt extra zekerheid, discretie en het behoud van een gezonde huid.  | <b>2</b> Een vochtindicator geeft aan wanneer het product verschoond moet worden en helpt tevens het product op de juiste manier aan te leggen.                | <b>3</b> Rekbare voor- en achterzijde voor een optimale pasvorm en verminderd risico op doorlekken.                          |
| <b>4</b> Een uiterst flexibel fixatiesysteem waarbij de heupband eenvoudig voorgefixeerd kan worden alvorens de slip definitief op het lichaam aangebracht wordt. | <b>5</b> Goed aansluitende beenopening voor optimale pasvorm en extra veiligheid.  | <b>6</b> Doorlopende anti-lekrandjes zodat vocht veilig wordt ingesloten.  |
| <b>7</b> Anatomisch gevormde absorptiekern voor een perfecte aansluiting op het lichaam.  | <b>8</b> Een Superabsorberende kern zorgt voor maximale veiligheid tegen doorlekken, het behoud van een comfortabel droge huid en Natuurlijke Geurbescherming. | <b>9</b> De productmaat en absorptieniveau staat discreet vermeld op de achterzijde zodat deze eenvoudig kan worden herkend. |

Wilt u meer informatie? Bezoek: [www.attends.nl](http://www.attends.nl) of [www.attends.be](http://www.attends.be)

		Zakinhoud Doosinhoud	EAN 7332152 Zak / Doos	Heup / Middelomvang (cm)	Materiaal buitenlaag	Materiaal absorptiekern	Materiaal bovenlaag	Elastiek	Anti-lekrandjes	Hersluitbaar fixatiesysteem	Natuurlijke Geurbescherming	Ademend	Quick-Dry Technologie
8	Attends Flex Small	28 4	206713 206720	60 - 85	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Medium	28 4	206775 206782	75 - 105	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Large	28 4	206836 206843	85 - 125	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Extra Large	26 4	206898 206904	100 - 155	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Attends Flex Small	26 4	206737 206744	60 - 85	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Medium	26 4	206799 206805	75 - 105	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Large	26 4	206850 206867	85 - 125	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Extra Large	22 4	206911 206928	100 - 155	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Attends Flex Small	22 4	206751 206768	60 - 85	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Medium	22 4	206812 206829	75 - 105	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Large	22 2	206874 208007	85 - 125	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Extra Large	20 4	206935 206942	100 - 155	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeerkorrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## Quick-Dry

Quick-Dry is de aquisitielaag en bevindt zich direct onder de zachte bovenlaag. Deze laag absorbeert de urine snel en zorgt ervoor dat het vocht niet meer in aanraking komt met de huid. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en wordt het risico op lekkage aanzienlijk verminderd. De vezels hebben de capaciteit meerdere scheuten urine met dezelfde efficiëntie te verwerken.



## Actieve Zone

De Actieve Zone bevindt zich in de kern van het product en garandeert een hoge absorptiecapaciteit daar waar het daadwerkelijk nodig is. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en zorgt voor extra veiligheid tegen doorlekken.



## Natuurlijke Geurbescherming

De absorptiekorrels in de kern zetten vocht om in een gelachtige massa. Dit heeft een neutraliserende werking en vermindert de kans op onaangename geurtjes.



## pH Waarde

De kerntechnologie met absorptielaag bestaande uit krulvormige vezels garandeert een lage pH waarde die gelijkwaardig is aan de pH waarde van de huid. Dit beschermt en draagt bij aan de huidgezondheid.



## Ademend

Luchtdoorlatende buitenlaag. Deze voelt zacht en comfortabel aan en zorgt er ook voor dat de huid kan blijven ademen. Dit zorgt voor een goede conditie van de huid.



Attends Flex is getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.