



Itemnummer 254114



ABRI•SOFT
superdry

Onderlegger, ABENA Abri-Soft Superdry, 180x70cm, light blue, met flappen

- ✓ Absorberende kern met fluff en SAP
- ✓ Zachte en gladde nonwoven laag
- ✓ Snelle vochtabsorptie
- ✓ Vloeistofbestendige onderlaag en afgedichte randen voor extra bescherming
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende maten



Productomschrijving

Abri-Soft Superdry wegwerponderlegger ter bescherming van bijvoorbeeld matrassen en stoelen. Geschikt voor incontinentie gebruikers, maar ook voor niet steriele handelingen. De onderlegger bevat zowel fluff als SAP, die de vloeistof nog sneller insluit, en het oppervlak droog en comfortabel houdt. Het Odour Control systeem voorkomt nare geurtjes. Bovendien heeft de onderlegger afgedichte randen voor optimale bescherming tegen doorlekken en zorgt de nonwoven bovenlaag voor meer gebruikerscomfort. Het gebruik van wegwerponderleggers verlaagt het risico op besmetting. Abri-Soft Superdry biedt lichte tot matige absorptie en is verkrijgbaar in verschillende maten. Verkrijgbaar in een uitvoering met flappen en een uitvoering met tape, die handig zijn voor actieve of rusteloze gebruikers, omdat de onderlegger op het laken wordt vastgemaakt



Specificaties

Basisnaam	Onderlegger
Merk	ABENA
Submerk	Abri-Soft Superdry
Sub-kleur	Light blue
Eigenschappen	Met flappen
Functies	Niet steriel, elke zijflap heeft een lengte van 70x50 cm
Enkel of meervoudig gebruik	Eenmalig gebruik
Materiaal	Pluis, nonwoven, PE, SAP, weefsel
Lengte/diepte	180 cm
Breedte	70 cm
Gewicht, netto	140 g
Tolerantie	+/- 2,5 cm
Sterilisatiemethode	EO
Absorptie Rothwell	1750 ml
Certificaten	CE, FSC Mix, MD
CE-klasse	Class I
Product- of testnormen	ISO 11948-1
Richtlijnen, voorschriften en wetten	MDR (EU) 2017/745
Houdbaarheid	5 jaar
Bewaarinstructies	Opslag: droog, kamertemperatuur en geen zonlicht.
Instructies voor productverwijdering	Afvoeren met gewoon huishoudelijk afval. Indien besmet afvoeren als klinisch afval.
Instructies voor verwijdering van de verpakking	Kan worden gerecycled of verbrand.

Gebruiksaanwijzing/toepassing

De onderlegger moet op het bed of de stoel worden geplaatst met de blauwe kant naar beneden. Zorg ervoor dat de onderlegger voor gebruik helemaal vlak ligt.

Verpakkingsgegevens

Eenheid	Bevat	Lengte	Breedte	Hoogte	EAN
cil	60 st	40 cm	40 cm	36.7 cm	5703538759239
pak	30 st	35 cm	38 cm	17 cm	5703538759215
st	1 st				



FSC™ (Forest Stewardship Council) is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de promotie van verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC™-gecertificeerde producten zijn gemaakt van grondstoffen afkomstig uit goed beheerde bossen en van verantwoorde bronnen. De traceerbaarheid en integriteit van het label worden gehandhaafd door strenge controlemaatregelen. Door te kiezen voor FSC™-gecertificeerde producten helpt u te zorgen voor bossen en de mensen en wilde dieren die er leven. FSC™ Mix betekent dat het product bestaat uit een mengeling van FSC-gecertificeerd hout en gerecyclede materialen. Ga voor meer informatie naar www.fsc.org.



Producten die zijn gelabeld met MD, worden geclassificeerd als medische hulpmiddelen.



De CE-markering garandeert dat een product veilig te gebruiken is en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen. CE staat voor Conformité Européenne (Europese conformiteit) en komt vooral voor op elektronische apparatuur, veiligheidsuitrusting, bouwproducten en medische apparaten.



De aanduiding 'Dermatologisch getest' garandeert dat producten door een onafhankelijk extern laboratorium zijn getest op mogelijke huidirritaties.



Grondstof die 10 keer zijn eigen gewicht absorbeert en uitstekende



Grondstof, polyacrylaat, die 33 keer zijn eigen gewicht absorbeert.



Het product is uitsluitend voor eenmalig gebruik.