

Effectieve wondzorg, mét een goed gevoel!

DECIFERA

Decifera Alginate Dressing



Calcium alginaat met carboxymethyl cellulose (CMC)
Decifera Alginate Dressing is een sterk absorberend wondverband dat bijdraagt aan het creëren van een vochtig wondmilieu. Geschikt voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden.

	REF	afmeting	inhoud verpakking	overdoos	Z-Index	CNK
Steriel	SW0001	5 x 5 cm	5	20 x 5	16397894	4222535
	SW0003	10 x 10 cm	5	20 x 5	16397908	4222543
	SW0013	2 x 30 cm	5	20 x 5	16397916	4222550

Decifera Hydrogel



Transparante, steriele hydrogel
De hydrogel creëert een vochtig wondmilieu en bevordert autolytisch debridement in wonden met (droog) necrotisch weefsel en/of met geel beslag.

	REF	afmeting	inhoud verpakking	overdoos	Z-Index	CNK
Steriel	SW0041	15 gram	5	40 x 5	16397630	4223996

Decifera Silicone Sheet



Siliconen wondcontactlaag
Decifera Silicone Sheet heeft een zachte, poreuze structuur. Hierdoor kan het wondexsudaat optimaal worden opgenomen in het secundaire wondverband. Eenvoudig in gebruik, door de eenzijdige kleeflaag.

	REF	afmeting	inhoud verpakking	overdoos	Z-Index	CNK
Steriel	SW0100	5 x 7,5 cm	5	40 x 5	16397827	4222501
	SW0101	7,5 x 10 cm	5	40 x 5	16397851	4222519
	SW0103	12 x 15 cm	5	40 x 5	16397886	4222527

Decifera Foam



Sterk absorberend en ademend schuimverband
Decifera Foam draagt bij aan een vochtig wondmilieu. Voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden. Door de poreuze structuur is het verband in staat optimaal wondexsudaat op te nemen.

	REF	afmeting	inhoud verpakking	overdoos	Z-Index	CNK
Steriel	SW0060	10 x 10 cm	5	20 x 5	16397657	4222444

Decifera Foam Silicone



Schuimverband van polyurethaan foam met siliconen kleeflaag
De siliconen wondcontactlaag aan de wondzijde van het verband voorkomt verkleving van het verband aan het wondbed. Decifera Foam Silicone draagt bij aan een vochtig wondmilieu. Voor de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden.

	REF	afmeting	inhoud verpakking	overdoos	Z-Index	CNK
Steriel	SW0071	7,5 x 7,5 cm	5	20 x 5	16397746	4222485
	SW0072	10 x 10 cm	5	20 x 5	16397762	4222493

Decifera Foam Silicone border



Schuimverband van polyurethaan foam met siliconen kleeflaag, met border
De siliconen wondcontactlaag aan de wondzijde van het verband voorkomt verkleving van het verband aan het wondbed. Decifera Foam Silicone border draagt bij aan een vochtig wondmilieu. Voor de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden. Geschikt voor moeilijk te fixeren wondgebieden.

	REF	afmeting	inhoud verpakking	overdoos	Z-Index	CNK
Steriel	SW0130	7,5 x 7,5 cm	5	20 x 5	16397665	4222451
	SW0131	10 x 10 cm	5	20 x 5	16397673	4222469
	SW0073	12,5 x 12,5 cm	5	20 x 5	16397711	4222477
	SW0080	18 x 18 cm sacrum	5	20 x 5	17018544	4395984
Steriel extra thin	SW0025	5 x 5 cm	5	40 x 5	16933168	4279691
	SW0026	7,5 x 7,5 cm	5	20 x 5	16933176	4279709
	SW0027	10 x 10 cm	5	20 x 5	16933184	4279717



Curea P1 SuperCore® Wondverband




Ondersteuning bij de exsudatiefase

- Hoog absorptievermogen
- Bevordert wondreiniging, zelfs van sterk exsuderende en geïnfecteerde wonden
- Zacht voor de wondranden vanwege wond- en huidvriendelijk materiaal

	afmeting	artikelnummer	inhoud verpakking	Z-Index	CNK
Steriel	7,5 x 7,5 cm	P1-075075-10	10	15641007	2839918
	10 x 10 cm	P1-100100-10	10	15641031	2839926
	drain 12 x 12 cm	P1-100100D-25	25	15741346	4247052
	10 x 20 cm	P1-100200-10	10	15641074	2839934
	10 x 30 cm	P1-100300-10	10	15641104	2839942
	20 x 20 cm	P1-200200-10	10	15641139	2839959
	20 x 30 cm	P1-200300-10	10	15641163	2839967

Curea P1 SuperCore® Wondverband met border



Ondersteuning bij de exsudatiefase

- Bevordert wondreiniging, zelfs van sterk exsuderende en geïnfecteerde wonden
- Zacht voor de wondranden vanwege wond- en huidvriendelijk materiaal
- Door de zelfklevende border makkelijk aan te brengen en een goede fixatie voor moeilijk te fixeren wondgebieden

	afmeting	artikelnummer	inhoud verpakking	Z-Index	CNK
Steriel	16 x 16 cm	P1B-160160-10	10	15943178	4247078
	15 x 25 cm	P1B-150250-10	10	15943151	4247060

Curea P1 SuperCore® Wondverband DUO active




Combinatie van SuperCore kern met actieve koolstoflaag

- Specifiek inzetbaar bij zeer sterk geurende wonden
- Beide zijden van het verband kunnen op de wond worden aangebracht
- Zeer hoog absorptievermogen aan beide zijden

	afmeting	artikelnummer	inhoud verpakking	Z-Index	CNK
Steriel	10 x 10 cm	C1DUO-100100-10	10	16341465	3499670
	10 x 20 cm	C1DUO-100200-10	10	16341511	3499696
	20 x 20 cm	C1DUO-200200-10	10	16851374	4258471
	20 x 30 cm	C1DUO-200300-10	10	16851366	4258463

Curea P2 SuperCore® Wondverband



Ondersteuning bij de granulatiefase

- Sluit aan bij het resultaat na behandeling met Curea P1
- Voorkomt verkleving aan de wond, dankzij de drie-dimensionale wondcontactlaag die het nieuwe granulatieweefsel beschermt
- Zorgt voor een vochtig wondmilieu dankzij de ademende en vloeistofdichte achterzijde

	afmeting	artikelnummer	inhoud verpakking	Z-Index	CNK
Steriel	11 x 11 cm	P2-110110-10	10	15773132	3006228
	10 x 20 cm	P2-100200-10	10	15773167	3006210
	20 x 20 cm	P2-200200-10	10	15773191	3006236
	20 x 30 cm	P2-200300-10	10	15773221	3006244

Soins des plaies efficaces, avec un sentiment de satisfaction !

DECIFERA

Decifera Alginate Dressing



Alginate de calcium et carboxyméthylcellulose (CMC)
Decifera Alginate Dressing est un pansement hautement absorbant qui garantit un environnement humide. Adapté au traitement des plaies modérément à fortement exsudatives.

	Réf.	Taille	Conditionnement	Carton	CNK
Stérile	SW0001	5 x 5 cm	5	20 x 5	4222535
	SW0003	10 x 10 cm	5	20 x 5	4222543
	SW0013	2 x 30 cm	5	20 x 5	4222550

Decifera Hydrogel



Hydrogel stérile transparent
L'hydrogel garantit un environnement humide et favorise un processus de cicatrisation optimal. Appliqué sur du tissu nécrotique, il stimule un débridement autolytique.

	Réf.	Taille	Conditionnement	Carton	CNK
Stérile	SW0041	15 grammes	5	40 x 5	4223996

Decifera Silicone Sheet



Couche de contact en silicone
Decifera Silicone Sheet a une structure douce et poreuse permettant une absorption optimale de l'exsudat dans le pansement secondaire. Sa couche adhésive sur une seule face le rend facile à mettre en place.

	Réf.	Taille	Conditionnement	Carton	CNK
Stérile	SW0100	5 x 7,5 cm	5	40 x 5	4222501
	SW0101	7,5 x 10 cm	5	40 x 5	4222519
	SW0103	12 x 15 cm	5	40 x 5	4222527

Decifera Foam



Pansement mousse respirant à haut pouvoir absorbant
Decifera Foam contribue au maintien d'un environnement humide au niveau de la plaie. Grâce à sa structure poreuse, le pansement assure une absorption optimale de l'exsudat. Adapté au traitement des plaies modérément à fortement exsudatives.

	Réf.	Taille	Conditionnement	Carton	CNK
Stérile	SW0060	10 x 10 cm	5	20 x 5	4222444

Decifera Foam Silicone



Pansement mousse en mousse de polyuréthane avec couche de contact en silicone adhésif
La couche de silicone en contact avec la plaie empêche l'adhésion du pansement au lit de la plaie. Decifera Foam Silicone contribue au maintien d'un environnement humide au niveau de la plaie. Adapté au traitement des plaies légèrement à modérément exsudatives.

	Réf.	Taille	Conditionnement	Carton	CNK
Stérile	SW0071	7,5 x 7,5 cm	5	20 x 5	4222485
	SW0072	10 x 10 cm	5	20 x 5	4222493

Decifera Foam Silicone border



Pansement mousse avec couche de contact en silicone adhésif et rebord
La couche de silicone en contact avec la plaie empêche l'adhésion du pansement au lit de la plaie. Decifera Foam Silicone contribue au maintien d'un environnement humide au niveau de la plaie. Adapté au traitement des plaies difficiles d'accès.

	Réf.	Taille	Conditionnement	Carton	CNK
Stérile	SW0130	7,5 x 7,5 cm	5	20 x 5	4222451
	SW0131	10 x 10 cm	5	20 x 5	4222469
	SW0073	12,5 x 12,5 cm	5	20 x 5	4222477
	SW0080	18 x 18 cm sacrum	5	20 x 5	4395984
Stérile extra thin	SW0025	5 x 5 cm	5	40 x 5	4279691
	SW0026	7,5 x 7,5 cm	5	20 x 5	4279709
	SW0027	10 x 10 cm	5	20 x 5	4279717

curea medical

Innovation with Care

Curea P1 SuperCore® Pansement




Assistance lors de la phase exsudative

- Grande capacité d'absorption
- Favorise le nettoyage de la plaie, même pour les plaies fortement exsudatives et infectées
- Délicat pour les marges de la plaie grâce à son matériau doux pour la plaie et pour la peau

	Taille	Réf	Conditionnement	CNK
Stérile	7,5 x 7,5 cm	P1-075075-10	10	2839918
	10 x 10 cm	P1-100100-10	10	2839926
	drain 12 x 12 cm	P1-100100D-25	25	4247052
	10 x 20 cm	P1-100200-10	10	2839934
	10 x 30 cm	P1-100300-10	10	2839942
	20 x 20 cm	P1-200200-10	10	2839959
	20 x 30 cm	P1-200300-10	10	2839967

Curea P1 SuperCore® Pansement avec rebord



Assistance lors de la phase exsudative

- Favorise le nettoyage de la plaie, même pour les plaies fortement exsudatives et infectées
- Délicat pour les marges de la plaie grâce à son matériau doux pour la plaie et pour la peau
- Son rebord autoadhésif le rend facile à mettre en place et lui assure une bonne fixation en cas de plaies située dans des zones difficiles d'accès

	Taille	Réf	Conditionnement	CNK
Stérile	16 x 16 cm	P1B-160160-10	10	4247078
	15 x 25 cm	P1B-150250-10	10	4247060

Curea P1 SuperCore® Pansement DUO active




Association d'un noyau SuperCore et d'une couche de charbon actif

- Spécifiquement adapté aux plaies très malodorantes
- Les deux faces du pansement peuvent être appliquées indifféremment sur la plaie
- Très grande capacité d'absorption sur les deux faces

	Taille	Réf	Conditionnement	CNK
Stérile	10 x 10 cm	C1DUO-100100-10	10	3499670
	10 x 20 cm	C1DUO-100200-10	10	3499696
	20 x 20 cm	C1DUO-200200-10	10	4258471
	20 x 30 cm	C1DUO-200300-10	10	4258463

Curea P2 SuperCore® Pansement



Assistance lors de la phase de granulation

- Renforce le résultat obtenu après traitement par Curea P1
- Évite de coller à la plaie grâce au caractère tridimensionnel de la couche en contact avec la plaie qui protège le tissu de granulation néoformé
- Contribue au maintien d'un environnement humide au niveau de la plaie grâce à son dos respirant et imperméable

	Taille	Réf	Conditionnement	CNK
Stérile	11 x 11 cm	P2-110110-10	10	3006228
	10 x 20 cm	P2-100200-10	10	3006210
	20 x 20 cm	P2-200200-10	10	3006236
	20 x 30 cm	P2-200300-10	10	3006244