




Heka syntec zalfkompres 7,5 x 20 cm steriel

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

Het Heka syntec zalfkompres is een niet-verklevend fijnmazig cellulose-acetaat kompres, geïmpregneerd met paraffine. Een zalfkompres voorkomt uitdroging van de wond en laat bij verwijdering het nieuwe granulatieweefsel intact. Daarnaast houdt het de wondranden soepel. Bovendien wordt het aangebracht om verkleving met het secundaire verband tegen te gaan.

Omschrijving

Het Heka syntec zalfkompres is een niet-verklevend fijnmazig cellulose-acetaat kompres, geïmpregneerd met paraffine. Een zalfkompres voorkomt uitdroging van de wond en laat bij verwijdering het nieuwe granulatieweefsel intact. Daarnaast houdt het de wondranden soepel. Bovendien wordt het aangebracht om verkleving met het secundaire verband tegen te gaan.

Artikelnummer	52185
Referentienummer	KO0920
Toepassing	Een Heka syntec zalfkompres kan gebruikt worden bij oppervlakkige wonden, zoals schaafwonden, 2e graads brandwonden met intacte blaas of bij nagelextracties. Het zalfkompres kan meerdere dagen op de wond blijven zitten.
Merk	Heka
charriere	UZ6130-1, ch 8, 15 cm
Afmeting	KO0920, 7,5 x 20 cm
Inhoud verpakking	10 stuks
Inhoud overdoos	60 x 10 stuks
ZI-nummer	15813592
CNK code	4222220

