



- Huidvriendelijk
- Wasbaar en herbruikbaar
- Past zich aan de contouren van het lichaam aan

Heka Universeel buisverband heeft een beige kleur en is door de samenstelling (83% katoen, 9% elastomeer en 8% polyamide) huidvriendelijk. Dubbel aangebracht geeft het universeel buisverband overal een gelijkmatige druk en is daardoor zeer geschikt voor algemeen oedeem en ter ondersteuning van de zwakke en/of tere gewrichten. Ook biedt het universeel buisverband steun bij verstuikingen en verrekkingen.

GEBRUIK

Meet het breedste gedeelte van het ledemaat en selecteer de juiste maat middels de handige tabel op deze verpakking. Trek het buisverband als een kous over het gewenste ledemaat. Vouw het buisverband terug over het ledemaat zodat u een dubbele laag creëert. De buitenste laag moet de binnenste laag met ± 2 cm overlappen.

LET OP Neem contact op met uw (huis)arts als u twijfelt over de aandoening!