

20.778 Specificaties hoofdkussen Medical afwasbaar blauw FR
uitgevoerd met vochtafwijzend ventilatieband, géén rits

Artikel	20778
Omschrijving	<i>Hoofdkussen Medical afwasbaar blauw FR</i>
Maat	<i>60x70</i>
Tijk	<i>polyester met PU coating FR</i>
	<i>PVC vrij</i>
	<i>ademend</i>
	<i>allergeen-en bacteriedicht</i>
	<i>nat desinfecteerbaar</i>
Vulling	<i>polyester FR</i>
Ontvlambaarheid	<i>BS 7175-Crib5</i>
	<i>BS 5852: part 2</i>
	<i>ontstekingsbron butaanvlam</i>
Bacterie en schimmelbestendig	<i>ATCC 6538/ATCC 9642</i>
Opmaak	<i>productinfo label</i>
Verpakking	<i>Ca. 8 stuks in doos</i>

Ook leverbaar in:

Artikel 20.717

afmeting 30x40

Inzetbaar als positioneringskussen

(little pillows as above for positioning patients)

*Het kussen kan met gangbare schoonmaakmiddelen gereinigd worden muv Chloor.

Hiervoor geldt dat er met minder oplossing dan 1000ppm Chloor gereinigd mag worden en dat het kussen nadien goed afgenomen moet worden met water. Op dit moment is het erg actueel om afwasbare matrassen en kussen te reinigen met een vochtig microvezel doekje. Testresultaten hebben uitgewezen dat reiniging op deze manier de minste bacterie aantallen achterlaat (Gelre Ziekenhuis Zutphen)