

# MD-6000P Bladderscanner



## Kenmerken

- Handheld met een ergonomisch ontwerp
- Standalone met een touchscreen / via een icoon met pijlen wordt de gebruiker in de goede positie gebracht / een 👍 geeft aan dat de scan kan starten
- Indien nodig kan de MD6000P verbonden worden met een wifi-verbinding

### SPECIFICATIES :

Scanmethode : 3D mechanische sectorscanning

Sondefrequentie : 2.5MHz

Nauwkeurigheid :  $\pm 15\%$  of  $\pm 15\text{ml}$

Meetbereik : 0-999 ml

Weergave : LCD scherm

Voeding : Interne oplaadbare lithiumbaterij

Gebruikstijd : Niet minder dan 6 uur (bij normale procedures en volledig opgeladen)



Wi-Fi 

